

**PRODUKTE**

Informationen aus der Industrie  
(für die Inhalte übernimmt die Redaktion keine Verantwortung)

**Zuverlässige Software für alle Vistec-Geräte****Die neue Vistec App**

Mit der Vistec App beginnt eine neue Ära. Die moderne, bedienerfreundliche Anwendungs-Software für alle Geräte Optovist, Optovist II, Perivist und das Testsystem Corporal Plus sorgt jetzt schon für Komplimente: „Ich bin übrigens super zufrieden mit den Geräten. Und die Vistec App funktioniert auch klasse. Da haben Sie was Tolles hinbekommen“ (Dr. Nicolas Schultheiß).

Je nach Arbeitsweise ergeben sich unterschiedliche Vorteile. Arbeiten Sie mit einem Praxisverwaltungsprogramm, wird sich Ihre IT-Betreuung freuen, denn es gilt nur noch eine einzige Schnittstelle zu pflegen. Sie sparen viel Zeit bei der Installation, denn für drei oder gar vier Geräte benötigen Sie nur noch ein einziges Update.

Für alle Anwender gilt: Die Mitarbeitenden werden begeistert sein, denn die intuitive Gestaltung der Bedienoberfläche macht die Bedienung aller Geräte ausgesprochen leicht. Unter „Hilfe“ finden Sie nicht nur den Button für die Fernwartung und alle Handbücher, sondern auch Video-Tutorials, die alle Bedienschritte erläutern. Diese integrierte Schulung ist geldwert und erleichtert die Einarbeitung von neuem Personal.

Vor allem Betriebsärztinnen und -ärzte, die sich auf Untersuchungen für Fahr- und Steuertätigkeiten oder nach der Fahrerlaubnisverordnung spezialisiert haben, profitieren von zusätzlichen Funktionen. Sie finden Ihre Befunde zum Sehen, zur Gesichtsfelduntersuchung und

zum psychometrischen Leistungstest gut übersichtlich in einer einzigen Datenbank. Sie arbeiten mit voreingestellten Formularen oder kreieren eigene Formulare mittels des integrierten Formular-Editors. Ein Datenbankmanager hilft, Daten zu importieren oder auch zu exportieren. Das Filtern nach verschiedenen Kriterien bietet zusätzlichen Nutzen.

Besonderer Wert wird auf den Datenschutz gelegt. Vom zusätzlichen Passwort-Schutz, der Verschlüsselung von Befunden bis hin zu Log Files und Löschfunktionen entscheidet der Anwendende selbst über die Tiefe seiner DSGVO-Maßnahmen.

Über ein Abo zur Softwarepflege kommen die Anwendenden künftig in den Genuss von kontinuierlichen Neuerungen. Die Vistec AG hört auf Ihre Kundinnen und Kunden und greift deren Anregungen gerne auf.

Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck und fordern Sie kostenlos und unverbindlich eine Demo-Version der Vistec App an unter: [sales@vistec-ag.de](mailto:sales@vistec-ag.de)

**Kontakt**

Vistec AG  
Werner-von-Siemens-Str. 13, 82140 Olching  
Tel. 08142-44857-60  
Fax: 08142-44857-70

